

Membranpumpe SB 34-IBC für AdBlue® Harnstofflösung



- Artikelnummer: M-3442842
- Hersteller: MATO GmbH

Preis: 740,00 €

inkl. 19% MwSt.

Preis ohne MwSt: 621,85 €

AdBlue® Membranpumpe SB 34-IBC für AdBlue® Harnstofflösung

Die AdBlue® Membranpumpe SB 34-IBC ist eine leistungsstarke Pumpe, die speziell für die Abgabe von AdBlue® Harnstofflösung aus IBC-Containern entwickelt wurde. Mit einer Fördermenge von ca. 34 Litern pro Minute ermöglicht sie eine schnelle und effiziente Befüllung Ihrer Fahrzeuge und Anlagen mit AdBlue®. Die Pumpe ist mit einer Automatik-Zapfpistole ASB ausgestattet, die für eine komfortable und saubere Handhabung sorgt.

Produktdetails:

- AdBlue® Membranpumpe SB 34-IBC
- Fördermenge: ca. 34 l/min
- Elektrische Daten: 230V, 50Hz, 0,4KW, IP 55
- Inklusive Automatik-Zapfpistole ASB mit Edelstahl-Auslauf
- SEC Kupplung, 1,5m Saug- und 6m Druckschlauch 3/4"
- Zapfpistolenhalterung mit integrierter Tropfschale
- **Komplett montiert auf Edelstahlhalterung für IBC-Container**

Eigenschaften:

- Die AdBlue® Membranpumpe SB 34-IBC ist speziell für die Abgabe von AdBlue® Harnstofflösung aus IBC-Containern konzipiert.
- Mit einer Fördermenge von ca. 34 Litern pro Minute ermöglicht die Pumpe eine schnelle Befüllung Ihrer Fahrzeuge und Anlagen.
- Der Elektromotor mit den elektrischen Daten 230V, 50Hz, 0,4KW ist leistungsstark und zuverlässig.
- Die inkludierte Automatik-Zapfpistole ASB mit Edelstahl-Auslauf sorgt für eine komfortable und saubere Handhabung während des Abgabeprozesses.
- Die SEC Kupplung, der 1,5m Saug- und der 6m Druckschlauch 3/4" ermöglichen eine flexible Verbindung zur Abgabequelle.
- Die Zapfpistolenhalterung mit integrierter Tropfschale minimiert Verschmutzungen.
- Die Pumpe ist komplett auf einer stabilen Edelstahlhalterung für IBC-Container montiert.

Anwendungsbereiche:

Die AdBlue® Membranpumpe SB 34-IBC eignet sich ideal für den Einsatz in Flottenbetrieben, Werkstätten, landwirtschaftlichen Betrieben und anderen Anwendungen, in denen eine effiziente und saubere Abgabe von AdBlue® Harnstofflösung aus IBC-Containern erforderlich ist.

Lieferumfang ohne IBC